

LabVIEW™ Connectivity

교육과정 매뉴얼

교육과정 소프트웨어 버전 2011
2011년 12월판
325627A-0129

저작권

© 2004–2011 National Instruments Corporation. 판권 소유.

저작권법에 따라, 이 간행물은 National Instruments Corporation의 사전 서면동의없이 간행물의 전부 또는 일부라도 사진 복사, 기록, 정보검색시스템으로 저장, 번역을 할 수 없음을 물론이거니와 전자 또는 기계방식의 여하한 형태로도 복제 또는 송신될 수 없습니다.

내쇼날인스트루먼트는 타인의 지적재산권을 존중하며 사용자에게도 그렇게 할 것을 요청하고 있습니다. NI 소프트웨어는 저작권 및 기타 지적재산권법에 의해 보호받고 있습니다. NI 소프트웨어를 타인 소유의 소프트웨어 또는 기타 자료들을 복제하는데 사용할 수 있는 경우, 여러분은 NI 소프트웨어를 라이선스 또는 기타 법적 제한조건에 따라 복제해도 되는 자료들을 복제하는데에만 사용해야 합니다.

For components used in USI (Xerces C++, ICU, HDF5, b64, Stingray, and STLport), the following copyright stipulations apply. For a listing of the conditions and disclaimers, refer to either the `USICopyrights.chm` or the *Copyrights* topic in your software.

Xerces C++. This product includes software that was developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>).

Copyright 1999 The Apache Software Foundation. All rights reserved.

ICU. Copyright 1995–2009 International Business Machines Corporation and others. All rights reserved.

HDF5. NCSA HDF5 (Hierarchical Data Format 5) Software Library and Utilities

Copyright 1998, 1999, 2000, 2001, 2003 by the Board of Trustees of the University of Illinois. All rights reserved.

b64. Copyright © 2004–2006, Matthew Wilson and Synesis Software. All Rights Reserved.

Stingray. This software includes Stingray software developed by the Rogue Wave Software division of Quovadx, Inc. Copyright 1995–2006, Quovadx, Inc. All Rights Reserved.

STLport. Copyright 1999–2003 Boris Fomitchev

상표

LabVIEW, National Instruments, NI, ni.com, National Instruments 회사 로고 및 이글 로고는 National Instruments Corporation의 상표들입니다. National Instruments의 기타 상표는 ni.com/trademarks의 *Trademark Information*를 참조하시기 바랍니다.

이 문서에서 언급된 다른 제품과 회사의 이름들은 각각 해당 회사들의 상표이거나 상호들입니다.

National Instruments Alliance Partner Program의 멤버들은 National Instruments와는 다른 독자적인 사업 기구들이며 National Instruments와 어떠한 대리관계나 파트너쉽 또는 joint-venture 관계를 가지고 있지 않습니다.

특허권

National Instruments 제품/기술에 대한 특허권에 관하여는 귀하의 소프트웨어에 있는 **도움말>>특허**, 귀하의 미디어에 있는 `patents.txt` 파일 또는 ni.com/patents의 *National Instruments Patent Notice*를 참고하십시오.

전세계 기술 지원 및 제품 정보

ni.com/korea

전 세계 현지 사무소

ni.com/niglobal 을 방문하여 최신 연락 정보, 지원 전화번호, E-메일주소 및 이벤트 정보를 제공하는 각 사무소의 웹사이트에 접속할 수 있습니다.

National Instruments 본사

11500 North Mopac Expressway Austin, Texas 78759-3504 USA 전화 : 512 683 0100

추가적인 지원 정보는, *추가적인 정보와 리소스* 부록을 참조하십시오. National Instruments 문서에 대한 문의사항은 National Instruments 웹 사이트의 ni.com/info 에서 정보 코드 `feedback` 을 입력하십시오.

목차

수강생 안내서

A. NI 국제인증 자격증	v
B. 교육과정 설명	vi
C. 시작하기 전의 준비사항	vi
D. 교육과정 소프트웨어 설치하기	vii
E. 교육과정 목적	vii
F. 교육과정 규약	viii

1 과

LabVIEW 에서 공유 라이브러리 호출하기

A. 공유 라이브러리 개요	1-2
B. 공유 라이브러리 호출	1-2
C. 공유 라이브러리 반입 마법사 사용	1-11

2 과

VI 서버 사용하기

A. VI 서버의 기능	2-2
B. VI 서버 프로그래밍 모델	2-4
C. VI 서버 함수	2-5
D. 원격 통신	2-12
E.ダイナ믹하게 VI 호출 및 로딩하기	2-13

3 과

LabVIEW 에서 .NET 및 ActiveX 객체 사용하기

A. LabVIEW 에서 .NET 객체 사용하기	3-2
B. LabVIEW 에서 .NET 에 접근하기	3-3
C. .NET 이벤트 등록하기	3-5
D. LabVIEW 에서 ActiveX 객체 사용하기	3-7
E. LabVIEW 를 ActiveX 클라이언트로 사용하기	3-8
F. LabVIEW 를 ActiveX 서버로 사용하기	3-12
G. ActiveX 이벤트	3-13

4 과

데이터베이스에 연결하기

A. 데이터베이스란 ?	4-2
B. 데이터베이스 표준	4-3
C. 데이터베이스에 연결하기	4-4
D. 표준 데이터베이스 동작 수행하기	4-10
E. SQL (Structured Query Language)	4-18

5 과

UDP 를 사용하여 데이터 브로드캐스트하기 및 TCP 를 사용하여 클라이언트에 데이터 제공하기

A. 데이터 브로드캐스트 개요	5-2
B. 브로드캐스트 모델 구현	5-5
C. TCP 개요	5-6
D. 클라이언트 / 서버 모델 구현	5-10

6 과

LabVIEW 웹 서비스 사용하기

A. 웹 서비스	6-2
B. LabVIEW 웹 서비스 개요	6-8
C. LabVIEW 를 HTTP 클라이언트로 사용하기	6-25

부록 A

LabVIEW Connectivity 옵션

부록 B

추가적인 정보와 리소스

LabVIEW 에서 공유 라이브러리 호출하기

다른 언어로 작성한 코드를 LabVIEW 에서 다음과 같은 방법으로 호출할 수 있습니다 .

- 플랫폼 특정 프로토콜 사용하기
- 라이브러리 함수 호출 노드를 사용하여 다음 타입의 공유 라이브러리 호출하기
 - Windows 에서 다이내믹 링크 라이브러리 (DLL)
 - Mac OS 에서 Frameworks
 - Linux 에서 Shared Libraries

이 코스에서는 라이브러리 함수 호출 노드를 사용하여 Windows 의 다이내믹 링크 라이브러리 (DLL, 공유 라이브러리) 를 호출하는 방법을 다룹니다 . LabVIEW 를 사용하여 다른 언어로 작성된 코드를 호출하는 다른 방법에 대한 자세한 내용은 *LabVIEW 도움말*을 참조하십시오 .

토픽

- A. 공유 라이브러리 개요
- B. 공유 라이브러리 호출
- C. 공유 라이브러리 반입 마법사 사용

A. 공유 라이브러리 개요

Windows 에서는 공유 라이브러리를 DLL 이라고 부릅니다 . 공유 라이브러리는 Windows 어플리케이션에 사용할 수 있는 실행 함수 또는 데이터의 라이브러리입니다 . 공유 라이브러리는 프로그램에서 공유 라이브러리에 연결되는 정적 또는 다이내믹 링크를 만들어 접근할 수 있는 하나 이상의 특정 함수를 제공합니다 . 정적 링크는 프로그램이 실행되는 동안 일정하게 유지되며 다이내믹 링크는 프로그램에서 필요에 따라 만듭니다 . 공유 라이브러리는 2 진 파일로 저장됩니다 .

LabVIEW 가 지원하는 호출 형식인 stdcall 또는 c 중 하나를 사용하여 공유 라이브러리를 호출할 수 있다면 , 어떤 언어로 공유 라이브러리를 작성해도 무방합니다 . 예제와 문제해결 정보는 공유 라이브러리를 만들어 사용하고 LabVIEW 에서 라이브러리 함수 호출 노드를 성공적으로 구성할 수 있도록 도와줍니다 . 여기서 DLL 에 대해 설명한 일반적인 방법은 다른 타입의 공유 라이브러리에도 적용됩니다 .

LabVIEW 는 공유 라이브러리를 하나의 유일한 어플리케이션 인스턴스로 로드합니다 . 이렇듯 유일한 어플리케이션 인스턴스에서 공유 라이브러리를 열게 되면 , 공유 라이브러리 내의 VI 와 공유 라이브러리 밖에서의 VI 가 이름이 같아 충돌하게 되는 경우를 방지할 수 있습니다 .

공유 라이브러리 사용 예제는 labview\examples\dll 디렉토리를 참조하십시오 .

B. 공유 라이브러리 호출

이 섹션에서는 LabVIEW 에서 공유 라이브러리를 사용하는 과정을 설명합니다 .

공유 라이브러리 설명 및 정의

라이브러리 함수 호출 노드를 사용하면 대부분의 표준 공유 라이브러리를 호출할 수 있습니다 . 이 공유 라이브러리는 Windows 에서는 DLL, Mac OS 에서는 Frameworks, Linux 에서는 Shared Libraries 입니다 . 라이브러리 함수 호출 노드는 여러가지 데이터 타입과 호출 형식을 지원합니다 . 라이브러리 함수 호출 노드를 사용하여 대부분의 표준 및 사용자 정의 라이브러리에서 함수를 호출할 수 있습니다 .

DLL 의 목적 , 장점 및 제한사항

오늘날 대부분의 개발 환경은 DLL 생성을 지원합니다 .

때로는 특정한 실행에서 추가적으로 태스크를 실행해야 할 경우가 있습니다 . 이러한 경우를 위해 , 라이브러리 함수 호출 노드는 예약 , 예약해제 , 강제 종료라는 세 가지 엔트리 포인트를 제공합니다 . 예를 들어 , 라이브러리 함수 호출 노드를 예약할 때 데이터 구조를 초기화하거나 , 라이브러리 함수 호출 노드를 예약 해제하거나 강제 종료할 때 프라이빗 데이터를 해제시킬 수 있습니다 . 이런 경우 , DLL 에서 미리 정의해 둔 시간에서 LabVIEW 가 호출하는 루틴을 작성하고 반환할 수 있습니다 . 엔트리 포인트는 **라이브러리 함수 호출** 대화 상자의 **콜백** 페이지에서 설정합니다 .

라이브러리 함수 호출 노드는 호출하고자 하는 기존 코드가 있거나 , 표준 공유 라이브러리를 만드는 과정을 잘 알고 있는 경우 사용하기에 가장 좋습니다 . 라이브러리는 다양한 개발 환경에서 표준이 되는 포맷을 사용하기 때문에 , 거의

모든 개발 환경을 사용하여 LabVIEW 에서 호출가능한 라이브러리를 생성할 수 있습니다. 표준 공유 라이브러리를 생성할 수 있는지의 여부를 결정하려면 컴파일러 문서를 참조하십시오.

LabVIEW 컴파일러를 사용하면 대부분의 프로그래밍 태스크에 충분히 빠른 코드를 생성할 수 있습니다. LabVIEW 에서 공유 라이브러리를 호출하여 다른 언어를 사용하는 태스크를 완성할 수 있습니다.

공유 라이브러리는 동기화되어 실행되기 때문에 해당 객체에 사용된 실행 스레드를 LabVIEW 에서 다른 태스크에 사용할 수 없습니다.

LabVIEW 는 실행 중인 객체 코드를 차단할 수 없으므로 실행 중인 VI 가 완료될 때까지 공유 라이브러리를 리셋할 수 없습니다. 긴 태스크를 수행하는 공유 라이브러리를 작성하려면, 객체가 실행되는 동안 LabVIEW 에서 동일한 스레드의 다른 태스크를 수행할 수 없다는 점에 주의해야 합니다.

공유 라이브러리 호출 방법

라이브러리 함수 호출 노드를 사용하여 Windows DLL, Mac OS Framework 또는 Linux Shared Library 함수를 직접 호출할 수 있습니다. 이 노드를 사용하여, LabVIEW 에서 인터페이스를 생성하고 LabVIEW 용으로 특별히 작성된 기존 라이브러리 또는 새 라이브러리를 호출할 수 있습니다. National Instruments 는 라이브러리 함수 호출 노드를 사용하여 외부코드에 대한 인터페이스를 생성할 것을 권장합니다.



노트

라이브러리 함수 호출 노드를 사용하거나 라이브러리 함수 호출 노드에서 호출하는 코드를 작성할 경우에는 Windows 메시지 WM_USER 에서 WM_USER+99 까지가 LabVIEW 내부에서만 사용하도록 예약되어 있다는 점에 주의해야 합니다.

(라이브러리 함수 호출 노드) 에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 바로 가기 메뉴에서 **설정**을 선택하여 **라이브러리 함수 호출** 대화 상자를 디스플레이합니다. **라이브러리 함수 호출** 대화 상자를 사용하여 라이브러리, 함수, 파라미터, 반환값 및 Windows 에서의 호출 형식과 함수 콜백을 지정합니다. **라이브러리 함수 호출** 대화 상자에서 **확인** 버튼을 클릭하면, 사용자의 설정에 따라 라이브러리 함수 호출 노드가 업데이트되고, 정확한 터미널 수가 표시되며, 터미널이 정확한 데이터 타입으로 설정됩니다.



노트

같은 컴퓨터에서 다른 LabVIEW 버전에서 생성한 어플리케이션이나 공유 라이브러리를 실행하고자 하는 경우, 컴퓨터에 어플리케이션 또는 공유 라이브러리를 생성하는데 사용된 각 LabVIEW 의 버전과 호환되는 LabVIEW 런타임 엔진 버전이 설치되어 있어야 합니다.

호출 형식 설정

호출 형식은 코드에서 함수로의 정보 전달 방식을 정의합니다. **라이브러리 함수 호출** 대화 상자에서 **함수 탭의 호출 형식** 컨트롤을 사용하여 함수의 호출 형식을 선택합니다. 기본 호출 형식은 c 입니다. c 호출 형식을 사용하면, 가변적인 파라미터 리스트를 만들 수 있고 파라미터가 역순으로 스택에 전달됩니다. 이때 속도가 약간 느려질 수 있습니다.

(Windows) 표준 Windows 호출 형식인 `stdcall` 을 사용할 수도 있습니다. `stdcall` 을 사용하면, 함수는 파라미터를 함수 선언에 나타나는 순서대로 스택에 전달합니다. 함수에 전달되는 파라미터의 개수는 고정되어 있습니다.

적절한 호출 형식에 대해서는 호출할 DLL 문서를 참조하십시오.



주의

적절하지 않은 호출 형식을 사용하면 LabVIEW 가 예상치 않게 종료될 수 있습니다.

파라미터 설정

라이브러리 함수 호출 노드의 파라미터를 설정하려면, **라이브러리 함수 호출** 대화 상자의 **파라미터** 탭으로 이동합니다. 시작할 때에는 라이브러리 함수 호출 노드에 파라미터가 없으며 반환 타입도 **Void** 입니다.

파라미터를 설정할 때 **함수 원형** 텍스트 박스에는 현재 만들고 있는 함수의 C 원형이 표시됩니다. 이 텍스트 박스는 읽기 전용 디스플레이입니다.



노트

타입 라이브러리를 찾으면, 파라미터가 선택한 함수의 타입 라이브러리에서 찾은 파라미터와 일치하도록 업데이트됩니다. 파라미터의 순서는 라이브러리에서 찾은 함수의 원형 (prototype) 과 일치해야 합니다.

라이브러리 함수 호출 노드의 반환 타입은 터미널의 오른쪽 상단에서 반환됩니다. 반환 타입이 **Void** 인 경우, 이 상단 터미널은 사용되지 않습니다. 각각의 추가적인 터미널 쌍은 라이브러리 함수 호출 노드의 **파라미터** 리스트에 있는 파라미터에 해당합니다. 터미널 쌍의 왼쪽 터미널에 와이어를 연결하여 라이브러리 함수 호출 노드에 값을 전달합니다. 터미널 쌍의 오른쪽 터미널에 와이어를 연결하여 라이브러리 함수 호출 노드를 호출한 후 파라미터의 값을 읽습니다. 다음 그림은 **Void**, 문자열 파라미터 및 숫자형 파라미터 반환 타입의 라이브러리 함수 호출 노드를 나타냅니다.



반환 타입

반환 타입을 지정하려면 **타입**을 **Void**, 숫자형 또는 문자열로 설정합니다. **Void** 는 반환 타입에만 사용할 수 있으며 다른 파라미터에는 사용할 수 없습니다. 값을 반환하지 않는 함수의 경우 **Void** 를 반환 타입으로 사용합니다.

호출한 함수가 값을 반환하더라도 반환 타입으로 **Void** 를 사용할 수 있습니다. 함수가 값을 반환할 때 반환 타입으로 **Void** 를 선택하면 함수에서 반환되는 값이 무시됩니다.



노트

호출하는 함수가 C 문자열 포인터를 반환할 수 있습니다. LabVIEW 에서 포인터는 자동으로 할당해제되지 않으므로, 반드시 외부에서 포인터를 할당해제해야 합니다.



팁

호출하는 함수가 리스트에 없는 데이터 타입을 반환할 경우에는, 함수에 의해 반환된 것과 데이터 크기가 같은 반환 데이터 타입을 선택해야 합니다. 예를 들어, 함수가 문자 데이터 타입을 반환할 경우 8 비트 부호없는 정수를 사용해야 합니다. LabVIEW 에는 포인터 타입이 없기 때문에 DLL 의 함수 호출은 포인터를 반환하지 않습니다. 그러나, 포인터와 같은 크기의 정수로 반환 타입을 지정할 수 있습니다. 그

라면 LabVIEW 에서는 해당 주소를 단순한 정수로 처리하여, 추후 이 주소를 DLL 호출에 전달할 수 있습니다.

파라미터 추가 및 삭제

라이브러리 함수 호출 노드에 파라미터를 추가하려면, **라이브러리 함수 호출** 대화 상자의 **파라미터** 탭으로 이동합니다. **파라미터 추가** 버튼을 클릭합니다. 파라미터를 제거하려면, **선택한 파라미터 삭제** 버튼을 클릭합니다. 파라미터의 순서를 변경하려면, 파라미터 리스트의 오른쪽에 있는 **선택한 파라미터의 하나 위로 이동** 및 **선택한 파라미터의 하나 아래로 이동** 버튼을 사용합니다.

파라미터 편집

데이터 타입이나 파라미터 이름을 편집하려면 **파라미터** 리스트에서 해당 파라미터를 선택합니다. 선택된 파라미터의 이름을 추가적인 설명이 포함된 이름으로 편집하여 파라미터가 서로 쉽게 구별되도록 할 수 있습니다. 파라미터 이름은 호출에 영향을 주지는 않지만 출력에 전달됩니다. 선택된 파라미터의 **현재 파라미터**에 있는 모든 필드도 편집할 수 있습니다.

파라미터 타입 선택

타입 풀다운 메뉴를 사용하여 각 파라미터의 데이터 타입을 나타냅니다. 다음 파라미터 타입 중에서 선택할 수 있습니다:

- 숫자형
- 배열
- 문자열
- 웨이브폼
- 디지털 웨이브폼
- 디지털 데이터
- ActiveX
- 타입에 적용
- 인스턴스 데이터 포인터

타입 풀다운 메뉴에서 아이템을 선택하면 파라미터 및 데이터를 라이브러리 함수에 전달하는 방법에 대한 자세한 설명을 나타내는 더 많은 아이템이 나타납니다. 라이브러리마다 필요한 데이터 타입이 매우 다양하기 때문에 라이브러리 함수 호출 노드는 다양한 파라미터 타입용 아이템을 지원합니다. 사용할 파라미터 타입을 결정하려면 호출한 라이브러리의 문서를 참조하십시오.

다음 섹션에서는 **타입** 풀다운 메뉴에서 사용할 수 있는 여러 파라미터 타입을 설명합니다.

(Windows) 공유 라이브러리의 데이터 타입 예제는 labview\examples\dll\data passing\Call Native Code.llb 를 참조하십시오.

숫자형

숫자형 데이터 타입의 경우, **데이터 타입** 풀다운 메뉴를 사용하여 정확한 숫자형 타입을 나타내야 합니다. 숫자형 타입은 다음 데이터 타입 중에서 선택할 수 있습니다:

- 8 비트, 16 비트, 32 비트, 64 비트 및 포인터 크기의 부호있는 정수 및 부호 없는 정수
- 4 바이트 단정도 숫자
- 8 바이트 배정도 숫자

포인터 크기 정수를 사용하면, 라이브러리 함수 호출 노드는 실행되는 LabVIEW의 버전에 맞춰 적합한 크기의 데이터를 라이브러리 함수로 전달합니다. LabVIEW는 64 비트와 32 비트 플랫폼에서 데이터를 표현하며, 숫자형 데이터 타입을 32 비트 정수 타입으로 변환합니다.



노트

확장형 정밀도 수와 복소수는 **타입** 풀다운 메뉴에서 **타입에 적용**을 선택하여 전달할 수 있습니다. 그러나, 일반적으로 표준 라이브러리에는 확장형 수와 복소수가 사용되지 않습니다.

전달 방법 풀다운 메뉴를 사용하여 값을 전달할지 또는 값의 포인터를 전달할지를 나타냅니다.

배열

데이터 타입 풀다운 메뉴를 사용하여 배열의 데이터 타입을 나타냅니다. 숫자형 파라미터에 사용할 수 있는 타입과 동일한 데이터 타입 중에서 선택할 수 있습니다.

차원에서 배열의 차원을 지정합니다.

배열 포맷 풀다운 메뉴에서 다음 항목 중 하나를 선택합니다.

- **배열 데이터 포인터** — 배열 데이터 포인터를 전달하여, 호출된 라이브러리가 배열 데이터의 특정한 데이터 타입대로 배열 데이터에 접근할 수 있도록 합니다.
- **배열 핸들** — 각 차원에 대한 4 바이트 값을 가리키는 포인터에 포인터를 전달한 다음 데이터를 전달합니다.
- **배열 핸들 포인터** — 배열 핸들에 포인터를 전달합니다.

최소 크기 컨트롤을 사용하여 LabVIEW 실행시 배열 데이터 포인터에 할당된 메모리가 적어도 **최소 크기**인지 확인하도록 합니다. 1D 배열의 **최소 크기**를 나타내기 위해 숫자형 값을 입력할 수 있습니다. 또는 **파라미터** 리스트에서 정수 파라미터를 설정한 경우, 풀다운 메뉴에서 이 파라미터를 선택할 수 있습니다. 이 옵션은 1 차원 데이터 포인터에서만 사용 가능합니다.



노트

최소 크기보다 작은 배열로 전달하는 경우, LabVIEW는 배열의 크기를 최소 크기로 확대합니다. 그러나 최소 크기보다 큰 배열로 전달하는 경우, 배열은 큰 사이즈를 그대로 유지합니다.

문자열

문자열 포맷 풀다운 메뉴를 사용하여 문자열 포맷을 나타냅니다. 다음 문자열 포맷 중에서 선택할 수 있습니다:

- **C 문자열 포인터** — 다음에 널 문자가 오는 문자열.
- **파스칼 문자열 포인터** — 길이 바이트 뒤에 오는 문자열.
- **문자열 핸들** — 길이 정보를 위한 4 바이트 값을 가리키는 포인터. 이후 문자열 데이터가 옵니다.
- **문자열 핸들 포인터** — 문자열 핸들의 배열 포인터.

라이브러리 함수에서 예상되는 문자열 형식을 선택해야 합니다. 대부분의 표준 라이브러리에서는 C 문자열 또는 파스칼 문자열이 예상됩니다. 호출하는 라이브러리 함수가 LabVIEW 용으로 작성된 경우에는 **문자열 핸들** 형식을 사용하는 것이 좋습니다. 파스칼 문자열 포인터를 설정할 때, 블록 다이어그램에서 값을 문자열 입력에 연결해야 합니다. 이 값은 파스칼 문자열에 작성될 새로운 문자열을 유지할 정도의 문자로 초기화되어야 합니다. C 문자열 포인터를 설정할 때에는 다음의 두 가지 옵션이 가능합니다:

- 값을 문자열 입력에 연결합니다. 이 때 문자열 입력은 쓰게 되는 새 문자열의 크기에 맞게 초기화됩니다.
- **라이브러리 함수 호출** 대화 상자에서 **파라미터** 탭의 **최소 크기** 풀다운 메뉴에 문자열 크기를 지정합니다.

최소 크기 컨트롤을 사용하여 LabVIEW 실행시 C 문자열 포인터에 할당된 메모리가 적어도 **최소 크기**인지 확인하도록 합니다. 문자열의 **최소 크기**를 나타내기 위해 숫자형 값을 입력할 수 있습니다. 또는 **파라미터** 리스트에서 정수 파라미터를 설정한 경우, 풀다운 메뉴에서 이 파라미터를 선택할 수 있습니다. 이 옵션은 C 문자열 포인터에서만 사용 가능합니다.




노트

최소 크기보다 작은 문자열을 전달하는 경우, LabVIEW 는 문자열의 크기를 최소 크기로 확대합니다. 그러나 최소 크기보다 큰 문자열을 전달하는 경우, 문자열의 사이즈는 그대로 유지됩니다.

문자열 옵션


LabVIEW 는 문자열을 배열, 즉 핸들이 포인팅하는 구조로 저장합니다. 라이브러리 함수 호출 노드는 C 및 파스칼 스타일 문자열 포인터 또는 LabVIEW 문자열 핸들에서 작동합니다. 다음 그림은 LabVIEW 문자열 핸들의 예를 보여줍니다.




문자열을 문자의 배열로 생각하면 이해가 쉽습니다. 문자를 순서대로 병합하면 문자열이 형성됩니다. LabVIEW 에서는 특수한 형식으로 문자열을 저장합니다. 이 형식은 문자 배열의 처음 4 바이트를 이용해 얼마나 많은 문자가 문자열에 나타나는지를 저장하는 부호있는 32 비트 정수를 형성합니다. 따라서 n 개의 문자로 된 문자열을 메모리에 저장하려면 n + 4 바이트가 필요합니다. 예를 들어, text 라는 문자열에는 4 개의 문자가 들어 있는데, LabVIEW 에서 이 문자열을 저장할 때에는 처음 4 바이트에 값 4 가 부호있는 32 비트 숫자로 들어가고 그 다

음의 4 바이트에 문자열의 문자가 들어갑니다 . 이 타입으로 문자열을 저장할 경우에는 문자열에 널 문자를 사용할 수 있다는 장점이 있습니다 . 문자열은 최대 2^{31} 개의 문자까지 가능하므로 , 길이에 거의 제한을 받지 않습니다 .

파스칼 문자열 형식은 LabVIEW 문자열 형식과 비슷하지만 , 문자열의 길이가 부호있는 32 비트 정수가 아니라 부호없는 8 비트 정수로 저장됩니다 . 따라서 파스칼 스타일 문자열의 길이는 255 문자로 제한됩니다 . 파스칼 문자의 그래픽 표시는 다음 그림과 같습니다 . 길이가 n 문자인 파스칼 문자열을 저장하려면 $n+1$ 바이트의 메모리가 필요합니다 .



C 문자열은 가장 자주 다루어지는 문자열 타입입니다 . C 문자열을 `char *` 로 선언할 경우 , C 스타일 문자열은 C 의 일반적인 숫자형 배열과 매우 유사합니다 . C 문자열에는 LabVIEW 나 파스칼 문자열과는 다르게 문자열 길이를 나타내는 정보가 없습니다 . 그 대신 C 문자열은 다음 그림과 같이 널 (Null) 문자라는 특수 문자를 사용하여 문자열의 끝을 나타냅니다 . 널은 ASCII 문자 세트에 제로값을 갖습니다 . 여기서 이 제로 값은 문자 0 이 아닌 숫자 0 이라는 데 유의하십시오 .



C 에서 n 개의 문자를 가진 문자열을 저장하려면 모두 $n+1$ 바이트의 메모리가 필요합니다 . 즉 , 문자열의 문자를 저장할 n 바이트에 널 (Null) 종료 문자를 위해 1 바이트가 추가됩니다 . C 스타일 문자열의 장점은 사용 가능한 메모리 용량만이 크기에 제한을 준다는 점입니다 . 그러나 , 시리얼 또는 GPIB 인스트루먼트에서처럼 숫자형 데이터를 2 진 문자열로 반환하는 인스트루먼트에서 데이터를 수집할 경우 , 문자열에 0 값이 있을 수 있습니다 . 널 (Null) 이 존재할 수 있는 2 진 데이터에서는 8 비트 부호없는 정수의 배열 또는 문자열 핸들을 사용하십시오 . 문자열을 C 스타일 문자열로 처리하면 , 인스트루먼트가 숫자값인 0 을 반환할 때 문자열의 끝에 도달한 것으로 잘못 인식할 수 있습니다 .

웨이브폼

웨이브폼 데이터 형식을 포함하는 공유 라이브러리를 호출할 경우 , 데이터 타입 풀다운 메뉴에서 숫자 값을 지정하지 않아도 됩니다 . 기본적으로 8 바이트 배정도로 지정됩니다 . 그러나 , 차원은 지정해 주어야 합니다 . 파라미터가 단일 웨이브폼이면 , 차원을 0 으로 지정합니다 . 파라미터가 웨이브폼 배열이면 , 차원을 1 로 지정합니다 . LabVIEW 는 1 차원보다 높은 차원의 웨이브폼 배열은 지원하지 않습니다 .

디지털 웨이브폼

파라미터가 단일 디지털 웨이브폼이면 **차원**을 0 으로 지정하고 , 파라미터가 디지털 웨이브폼 배열이면 **차원**을 1 로 지정하십시오 . LabVIEW 는 1 차원보다 높은 차원의 디지털 웨이브폼의 배열은 지원하지 않습니다 .

디지털 데이터

파라미터가 디지털 데이터의 배열이면 **차원**을 1 로 지정하고 , 그렇지 않으면 0 으로 지정하십시오 . LabVIEW 는 1 차원보다 높은 차원의 디지털 데이터의 배열은 지원하지 않습니다 .



노트

공유 라이브러리를 사용하면 웨이브폼 , 디지털 웨이브폼 , 디지털 데이터를 전달할 수 있지만 , 공유 라이브러리에 있는 데이터에 접근할 수는 없습니다 .

ActiveX

데이터 타입 풀다운 메뉴에서 다음 아이템 중 하나를 선택합니다 :

- **ActiveX 배리언트 포인터**—ActiveX 데이터에 대한 포인터를 전달합니다 .
- **IDispatch* Pointer**—ActiveX 오토메이션 서버의 IDispatch 인터페이스에 대한 포인터를 전달합니다 .
- **IUnknown* Pointer**—ActiveX 오토메이션 서버의 IUnknown 인터페이스에 대한 포인터를 전달합니다 .

타입에 적용

타입에 적용을 사용하여 임의의 LabVIEW 데이터를 DLL 에 전달하십시오 . 임의의 LabVIEW 데이터 타입은 다음과 같은 방법으로 DLL 에 전달됩니다 :

- 스칼라는 참조에 의해 전달됩니다 . 스칼라에 대한 포인터가 라이브러리에 전달됩니다 .
- 배열과 문자열은 **데이터 포맷** 설정에 따라 전달됩니다 . 다음 **데이터 포맷** 설정 중에서 선택할 수 있습니다 :
 - **값에 의한 핸들**은 라이브러리 핸들값을 전달합니다 . 이 핸들값은 널 (Null) 이 아닙니다 .
 - **핸들의 포인터**는 핸들의 포인터를 라이브러리에 전달합니다 . 핸들이 널 (Null) 이면 핸들을 빈 문자열이나 빈 배열로 처리합니다 . 핸들이 널 (Null) 일 때 값을 설정하려면 , 새 핸들을 할당해야 합니다 .
 - **배열 데이터 포인터**는 배열의 첫 번째 원소에 포인터를 전달하여 , 호출된 라이브러리가 배열 데이터의 데이터 타입에 따라 배열 데이터에 접근할 수 있도록 합니다 .
- 클러스터는 참조에 의해 전달됩니다 .
- 배열 또는 클러스터의 스칼라 원소는 인라인 (in line) 입니다 . 예를 들어 , 숫자형이 있는 클러스터는 숫자형이 있는 구조에 포인터로 전달됩니다 .
- 배열 내의 클러스터는 인라인 (in line) 입니다 .
- 클러스터 내의 문자열과 배열은 핸들에 의해 참조됩니다 .



노트

DLL 에서 호출하려는 함수에서 LabVIEW 에 없는 타입의 파라미터가 하나 이상 존재하는 경우 , 각 파라미터가 DLL 에서 데이터를 정확히 해석할 수 있는 방법으로 함수에 전달되어야 합니다 . 라이브러리 함수 호출 노드의 현재 설정으로부터 기본이 되는 .c 파일을 만드십시오 . .c 파일을 보면 LabVIEW 가 DLL 함수와 호환되는 방법으

로 데이터를 전달할지 여부를 알 수 있습니다. 그런 다음 필요한 대로 변경할 수 있습니다.

인스턴스 데이터 포인터

인스턴스 데이터 포인터를 사용하여 라이브러리 함수 호출 노드의 각 인스턴스에 할당된 데이터에 접근할 수 있습니다. **인스턴스 데이터 포인터**는 임의로 사용 가능한 포인터 크기의 할당을 참조합니다. 또한 이 할당은 **콜백** 탭의 각 콜백 함수로 전달됩니다.

지원되지 않는 데이터 타입으로 작업하기

라이브러리 함수 호출 노드에서 전달할 수 없는 형식의 데이터를 예상하는 함수가 있을 수 있습니다. 특히 라이브러리 함수 호출 노드는 다른 데이터의 포인터가 있는 구조나 배열, 또는 크기가 변할 수 있는 단순 배열이 있는 구조를 지원하지 않습니다. 지원되지 않는 데이터 타입을 예상하는 함수는 다음과 같은 방법으로 호출할 수 있습니다:

- 데이터에 포인터가 없으면, (패턴화된 문자열로) 함수를 사용하여 필요한 데이터의 바이너리 이미지를 포함하는 문자열을 만들고, 이 문자열을 C 문자열 포인터로 전달할 수 있습니다. 아마도 (패턴화된 문자열로) 의 **바이트 순서** 입력을 사용하여 데이터를 고유 바이트 순서로 패턴화되도록 지정할 것입니다.
- LabVIEW 가 사용하는 형식으로 데이터를 허용하는 라이브러리 함수를 작성하고, 다른 라이브러리에서 예상하는 데이터 구조를 만듭니다. 그 후, 이 함수에서 다른 라이브러리를 호출할 수 있으며, 복귀하기 전에 반환된 값을 가져올 수 있습니다. 이 함수는 블록 다이어그램의 데이터를 (타입에 적용) 으로 허용할 것이므로 모든 블록 다이어그램 데이터 타입을 전달할 수 있습니다.

스레드 안전한 (Thread-Safe) DLL 및 스레드 불안정한 (Thread-Unsafe) DLL

라이브러리 함수 호출 대화 상자의 **함수** 탭에 있는 **스레드** 섹션에서 라이브러리 호출을 실행할 스레드를 선택할 수 있습니다. 이때 스레드 옵션은 **비 스레드에서 실행**과 **모든 스레드에서 실행**입니다. **비 스레드에서 실행**을 선택하면, 라이브러리 함수 호출 노드가 현재 VI 가 실행되는 스레드에서 LabVIEW 사용자 인터페이스 스레드로 전환됩니다. **모든 스레드에서 실행**을 선택하면, 라이브러리 함수 호출 노드는 계속해서 현재 실행되는 스레드에 있게 됩니다. 기본적으로 모든 라이브러리 함수 호출 노드는 사용자 인터페이스 스레드에서 실행됩니다.

라이브러리 함수 호출 노드가 모든 스레드에서 실행되도록 설정하기 전에, 여러 스레드가 동시에 함수를 호출할 수 있어야 합니다. 공유 라이브러리에서, 다음과 같은 경우 코드는 스레드 안전한 (thread-safe) 코드로 간주됩니다:

- 글로벌 변수, 디스크의 파일과 같은 글로벌 데이터를 저장하지 않습니다.
- 어떠한 하드웨어에도 접근하지 않습니다. 즉, 코드에는 레지스터 레벨 프로그래밍이 없습니다.
- 스레드에 안전하지 않은 함수, 공유 라이브러리, 또는 드라이버를 호출하지 않습니다.
- 세마포어나 뮉텍스 (mutex) 를 사용하여 글로벌 리소스에 대한 접근을 제한합니다.
- 재호출되지 않는 하나의 VI 에 의해서만 호출됩니다.

재호출에 대한 자세한 내용은 *LabVIEW 도움말의 실행 프로퍼티 페이지* 항목을 참조하십시오. LabVIEW 의 멀티스레딩에 대한 자세한 내용은 *LabVIEW 도움말의 멀티스레드 어플리케이션의 장점* 항목을 참조하십시오.

연습문제 1-1 을 (를) 통해 이 섹션의 개념을 익힙니다.

C. 공유 라이브러리 반입 마법사 사용

공유 라이브러리 반입 마법사를 사용하여 .dll 파일 (Windows), .so 파일 (Linux), 또는 .framework 파일 (Macintosh) 의 함수에 대한 래퍼 (Wrapper) VI 의 LabVIEW 프로젝트 라이브러리를 만들거나 업데이트하십시오. **공유 라이브러리 반입** 마법사는 대부분의 C 와 C++ 헤더 파일을 지원합니다. 마법사가 생성하는 래퍼 VI 는 라이브러리 함수 호출 노드를 사용합니다. 이 때 사용하는 노드는 C++ this 포인터나 C++ 클래스에서 메소드 호출을 지원하지 않습니다.



노트

인스트루먼트 드라이버에 대한 공유 라이브러리 파일을 반입하려면, ni.com 의 인스트루먼트 드라이버 네트워크에서 LabVIEW 인스트루먼트 드라이버 반입 마법사를 다운로드받을 수 있습니다.

공유 라이브러리 반입 마법사는 헤더 파일을 분석하고, 공유 라이브러리에 함수를 나열하고, 공유 라이브러리의 데이터 타입을 LabVIEW 데이터 타입으로 변환하며, 각 함수에 대한 래퍼 VI 를 생성합니다. 편집가능한 LabVIEW 프로젝트 라이브러리에 VI 를 저장합니다. 또한 마법사를 종료할 때 시작할 수 있는 생성된 라이브러리에 대해 HTML 리포트를 생성합니다.

마법사에서 경로와 선행 처리기 (preprocessor) 정의를 포함하고, 각 함수를 감싸는 VI 를 설정하고, 메모리 할당과 에러 처리를 설정할 수 있습니다. 또한 마법사는 원래 함수를 구성하고 있는 각 요소에 대해 사용자 정의 컨트롤을 생성하여, 이 컨트롤을 프로젝트 라이브러리에 추가합니다. 사용자 정의 컨트롤을 사용하여 라이브러리에서 해당 데이터 타입을 포함하는 모든 VI 를 수정할 수 있습니다.

한 공유 라이브러리 파일에서 마법사를 여러 번 실행할 수 있습니다. **생성 또는 업데이트 모드 지정** 페이지의 **공유 라이브러리를 위한 vi 업데이트** 옵션을 선택하면, 마법사가 이전 버전의 프로젝트 라이브러리 파일과 이 파일에 있는 기존의 VI 를 덮어씁니다. 프로젝트 라이브러리 파일의 생성된 VI 를 다시 반입하지 않기로 선택하면, 이 VI 는 디렉토리에서 변하지 않습니다. 마법사는 공유 라이브러리의 각 함수에 대한 가장 최신 셋팅을 유지합니다. 예를 들어, 3 개의 함수가 있는 공유 라이브러리에서, 두 번째 함수만을 업데이트했을 경우를 생각해봅시다. 이후 이 공유 라이브러리 파일에서 마법사를 실행하면, 마법사는 첫 번째와 세 번째 함수에서는 기존의 셋팅을, 두 번째 함수에서는 새로운 셋팅을 유지합니다.

도구»반입»공유 라이브러리를 선택하여 **공유 라이브러리 반입** 마법사를 시작합니다. 요청에 따라 공유 라이브러리 파일에 대한 래퍼 VI 를 생성합니다. 분석하려는 마법사의 공유 라이브러리 파일과 헤더 (.h) 파일의 이름을 입력해야 합니다.

공유 라이브러리 반입과 래퍼 VI 생성에 대한 단계적 설명은 *LabVIEW 도움말의 공유 라이브러리 파일에서 함수 반입하기* 항목을 참조하십시오.

공유 라이브러리 반입 마법사 사용에 대한 예를 보려면 labview\examples\dll\regexpr 디렉토리에서 Import Shared Library Tutorial GUI VI 를 참조하십시오.

복습 : 퀴즈

1. 다음 중 공유 라이브러리에서 함수를 호출하기 위해 알아야 할 사항은 무엇입니까? (복수 정답 가능)
 - a. 함수가 반환하는 데이터 타입
 - b. 호출 형식
 - c. 공유 라이브러리를 작성한 개발 환경
 - d. 함수로 전달되는 파라미터의 순서

2. 하드웨어에 접근하며, 스레드 안전한 것으로 알려진 DLL 을 인계받았습니다. 다음 중 사용자의 라이브러리 함수 호출 노드에 선택해야 할 설정은 무엇입니까?
 - a. UI 스레드에서 실행
 - b. 모든 스레드에서 실행

3. 다음 문장은 참입니까, 거짓입니까? **공유 라이브러리 반입 마법사**에서는 공유 라이브러리 파일만이 필요합니다.

복습 : 퀴즈의 답

1. 다음 중 공유 라이브러리에서 함수를 호출하기 위해 알아야 할 사항은 무엇입니까? (복수 정답 가능)
 - a. 함수가 반환하는 데이터 타입
 - b. 호출 형식
 - c. 공유 라이브러리를 작성한 개발 환경
 - d. 함수로 전달되는 파라미터의 순서

2. 하드웨어에 접근하며, 스레드 안전한 것으로 알려진 DLL 을 인계받았습니다. 다음 중 사용자의 라이브러리 함수 호출 노드에 선택해야 할 설정은 무엇입니까?
 - a. 비 스레드에서 실행
 - b. 모든 스레드에서 실행

3. 다음 문장은 참입니까, 거짓입니까? **공유 라이브러리 반입 마법사**에서는 공유 라이브러리 파일만이 필요합니다.

거짓. 공유 라이브러리 반입 마법사에서는 공유 라이브러리 파일과 헤더 파일이 모두 필요합니다.

노트
